

Reemplazo de implantes de cadera



Instrumentos para **revisiones**

para la extracción de endoprótesis de cadera de todos los fabricantes

Precisos. Eficazes. Seguros.

endocon[©]

endoCupcut - Cortador de sistemas acetabulares

Instrumento universal para el aflojamiento de cotilos acetabulares no cementados de todos los tamaños

Conservador.
Ahorro de tiempo.
Imprescindible..



El sistema modular incluye todos los tamaños para una extracción cómoda de cotilos acetabulares. La extracción rápida y segura acorta el tiempo requerido de la cirugía. Las cuchillas esféricas permiten un corte preciso y conservador desde el borde del cotilo acetabular hasta el fondo. En virtud de la conservación del óseo se promueve una recuperación más rápida.

- Cuchillas resistentes al desgaste y reutilizables
- 15 cuchillas para los tamaños de cotilo de 44-72 mm
- 15 cuchillas cortas para el precorte
- Centraje del instrumento en el inserto a través de diferentes tamaños de cabeza femoral


Resumen de las ventajas:

- Sofisticada tecnología de precisión para aplicaciones económicas
- **Acelera** la cirugía de revisión y aumenta la eficacia de los procedimientos quirúrgicos
- Bajo coste de inversión a través de un solo instrumento modular
- Instrumento para revisiones de cotilo acetabular independientemente del fabricante

endoCupcut mas conservación ósea en el reemplazo de cotilos.

Set opcional de cabezas

- Accesorio para la revisión de reemplazo de la atroplastia de superficie
- Cabezas en los tamaños de 38 a 60 mm



Equipo y accesorios



Nº art.	Descripción
780985	endoCupcut set pequeño 3 cabezas femorales 28, 32 und 36mm. 7 cuchillas tamaño 48 a 60mm
780986	endoCupcut set grande 3 cabezas femorales 28, 32 und 36mm. 15 cuchillas tamaño 44 bis 72mm
780982	cuchillas cortas - set pequeño 7 cuchillas cortas tamaño 48 bis 60mm
780983	cuchillas cortas - set grande 15 cuchillas cortas tamaño 44 bis 72mm
780883	set cabezas para atroplastia de superficie 12 cabezas 38 a 60mm
801019	endoCupcut cesta tamiz

endoCupex - Extractor de sistemas acetabulares

Instrumento universal para la extracción de cotilos roscados, cementados y no cementados

El todoterreno para múltiples aplicaciones a través de una continua extensión y un agarre firme en el cotilo. Adecuado para todos los tamaños.

Aplicable universalmente para la extracción de:

- Cotilos roscados
- Cotilos Press-Fit
- Cotilos cementados
- Insertos PE

Resumen de las ventajas:

- **Acelera la revisión quirúrgica** y aumenta la **eficiencia** de los procedimientos quirúrgicos
- **Todos los tamaños** de prótesis se pueden cubrir con un solo instrumento confiable
- **Solución económica** para un amplio campo de aplicación
- Instrumento para revisiones de cotilo acetabular independientemente del fabricante

endoCupex simplifica y acelera la extracción de cotilos.

¡Aproveche nuestro servicio de alquiler de instrumentos!*

Nos complace proporcionarle los instrumentos deseados para el reemplazo de artroplastia. Una entrega dentro de 24 horas es parte de nuestro estándar.

Nuestros **consultores de dispositivos médicos** les informan y asesoran personalmente durante las primeras aplicaciones.

Todos los productos de endocon son desarrollados y **producidos en Alemania.**

** puede solicitar información sobre los precios por teléfono y correo electrónico, la entrega de los instrumentos es en estado no estéril.*

Rápido.
Sencillo.
Flexible.



Equipo y accesorios



El set endoCupex incluye además un martillo deslizante y un mango de palanca.

- Desarrollado por usuarios para usuarios
- Ingeniería elaborada hasta el último detalle

Nº art.	Descripción
780913	endoCupex completo
801015	endoCupex cesta tamiz

endoStemex - Extractor de vástago femoral

Instrumento universal para la extracción de vástagos femorales cementados y no cementados

Gracias a la sujeción segura en el cono del vástago femoral y una óptima transmisión de fuerza, la extracción se puede llevar a cabo sin daños óseos y ahorrando el tiempo de la intervención.


- Sistema de sujeción modular para todos los conos comunes
- Manejo seguro incluso aplicando una extrema fuerza
- Bloqueo del instrumento en el cono del vástago
- Impulso controlado y seguro del martillo deslizante en la dirección del eje del vástago

Resumen de las ventajas:

- Cobertura económica de todos los tamaños de cono comunes con un solo instrumento
- Acelera la extracción del vástago femoral y aumenta la eficiencia de los procedimientos quirúrgicos
- Recuperación más rápida mediante una cuidadosa revisión del vástago femoral
- Preservación completa del hueso tubular a merced de la cuidadosa extracción del vástago

endoStemex segura sujeción y óptima transmisión de fuerza

Seguro.
Preciso.
Fiable.



Equipo y accesorios



El set endoStemex está disponible con diferentes encajes para todos los conos en el mercado.

- Instrumento completo con martillo deslizante y adaptador de cono 12/14 y 14/16
- Opcional 10/12 y cono V40

Nº art.	Descripción
780800	endoStemex completo Adaptador cono 12/14 y 14/16
801018	endoStemex cesta tamiz
780819	Adaptador cono 10/12 para endoStemex
780808	Adaptador cono V40 para endoStemex



¡Tome ventaja de nuestro sistema de servicio de alquiler 24h! Proporcionamos todos los dispositivos a cambio de una cuota de alquiler.

Para una información detallada de los productos endocon por favor consulte el manual de instrucciones o pregunte a nuestros asesores médicos.

Este documento no sustituye a una sesión informativa sobre el uso adecuado de este producto.

Venta exclusiva:

endocon GmbH

Karl-Landsteiner-Str. 10 • D-69151 Neckargemuend

T +49 6223 7390 10

• F +49 6223 7390 199

E info@endocon.de

• I www.endocon.de



endocon